



ANTHROPOBOX

MAKING QUALITY MEASURE

Anthropobox consigue aumentar la fiabilidad y calidad de la medida antropométrica, habiendo creado un producto innovador donde se utiliza un cajón íntegramente realizado en un cartón tratado especialmente y de alta resistencia. Se trata de la primera alternativa ecológica del mercado que cumple con las especificaciones funcionales para las que ha sido concebido, y del mismo modo facilita el trabajo a los antropometristas gracias a su fácil transporte.

Anthropobox es ligero, desmontable en piezas y fácil de transportar. Cumple los estándares del cajón antropométrico de ISAK, cuyas medidas son 40 cm de altura, 50 cm de anchura y 30 cm de profundidad. Asimismo sus cuatro lados cuentan con aperturas en la parte baja con el objetivo de que el sujeto coloque sus pies debajo del mismo cuando sea necesario.

Anthropobox está compuesto por seis piezas diferentes con distintas aberturas para encajar unas piezas sobre otras siguiendo el orden que se indica en las instrucciones de montaje.

Para información adicional visite nuestra web:
www.anthropobox.com

Recomendaciones de uso:

Para el correcto montaje del cajón siga los pasos que se indican en las instrucciones.

El cajón antropométrico viene tratado para facilitar su higiene y limpieza, aun así deberá usarse sin calzado y con calcetines.

No debe mojarse ni humedecerse con ningún líquido. La limpieza debe realizarse con paños secos.

No tire la caja, le servirá para su posterior transporte y no perder así las distintas piezas.

Las tolerancias entre piezas son pequeñas para aumentar su robustez, manipule las piezas con cuidado durante el montaje.

Se recomienda no someter el cajón a pesos por encima de los 150 kg en su cara principal cuando el cajón tiene una altura de 40 cm. Cuando el cajón lo colocamos con altura de 50 cm o 30 cm no se recomienda colocar al individuo de pie.

FICHA DE MONTAJE

TO SEE THE ANTHROPOBOX
ASSEMBLY VIDEO PLEASE VISIT:

www.anthropobox.com

